

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Binoculaire tests

Tests voor binoculair zien: de synoptofoor YZ23B en de Bagolini-striglasen.

2 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Refractie

Binoculaire tests

Tests voor binoculair zien: de synoptofoor YZ23B en de Bagolini-strigglazen.



Bagolini-strigglazen binoculaire test (OT-LM02)

- Bagolini-strigglazen (lineaire spiegel)
- Specificaties
- Afmetingen: 205 × 95 × 28 mm
- Gewicht: 168 g

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Synoptofoor - YZ23B

Kenmerken De synoptofoor combineert onderzoek en training: simultaan zien, fusie, stereozien en nabeeldonderzoek in één toestel. Geleverd met een paar Haidinger-borstels en 20 paar beelden onder verschillende hoeken. De halfdoorlatende zoeker maakt meekijken eenvoudig. De led-verlichting geeft gelijkmatig licht, wordt nauwelijks warm en gaat lang mee.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com