

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Hoornvliesonderzoek

Instrumenten voor hoornvliesonderzoek: de keratometer TW-2338 met tafel, de hoornvliespachymeter TW-1000P, A-scan- en A/B-scanapparaten en een autorefractometer met keratometer.

5 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Inhoud

Refractie

Automatische refractie	1 product
------------------------	-----------

Diagnostiek

Hoornvliesonderzoek	4 producten
---------------------	-------------

Optinovate Technologies is een Nederlands bedrijf in Rotterdam dat oogonderzoeksapparatuur levert aan opticiens, optometristen en klinieken.

Elke productnaam in deze catalogus verwijst naar de pagina in onze webshop, waar u direct kunt bestellen of het product op uw offertelijst kunt zetten. Wij antwoorden binnen 24 uur.

Refractie

Automatische refractie

Autorefractometers en auto ref/keratometers voor objectieve refractie en hoornvlieskromming: TW-9100K, TW-9200K en ARK-4000.



Autorefractometer TW-9100K met keratometer

De TW-9100K meet de refractie en de hoornvlieskromming in één instrument. De bediening is eenvoudig en de meting gaat snel, zodat u vlot een uitgangswaarde hebt voor de subjectieve refractie en de gegevens voor een contactlensaanpassing.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Diagnostiek

Hoornvliesonderzoek

Instrumenten voor hoornvliesonderzoek: de keratometer TW-2338 met tafel, de hoornvliespachymeter TW-1000P, A-scan- en A/B-scanapparaten en een autorefractometer met keratometer.



A-scan TW-1000A

Met een A-scan meet u met ultrageluid de afmetingen in het oog: de diepte van de voorste oogkamer, de dikte van de lens, de lengte van het glasvocht en de totale aslengte. Die waarden hebt u nodig om vóór een cataractoperatie de sterkte van de kunstlens te berekenen.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



A/B-scan met keratometer TW-2000 A/B

De TW-2000 A/B combineert echografie (A- en B-scan) met keratometrie in één toestel. Daarmee beoordeelt u het netvlies en de binnenkant van het oog, ook wanneer u er met licht niet doorheen kunt kijken, en meet u de aslengte voor het berekenen van een kunstlens. De bediening gaat via een touchscreen; de uitkomsten drukt u direct af.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Hoornvliespachymeter TW-1000P

Een pachymeter meet de dikte van het hoornvlies met ultrageluid. U hebt die waarde nodig bij het beoordelen van de oogdruk (een dik of dun hoornvlies vertekent de meting), bij het volgen van hoornvliesaandoeningen en vóór een refractieve ingreep.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Keratometer TW-2338 met tafel

- Meet de kromtestraal en de sterkte van het hoornvlies.
- Meet ook de as en de sterkte van het hoornvliesastigmatisme.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com