

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Diagnostiek

Oogheelkundige diagnostische apparatuur voor het onderzoek:
spleetlampen, tonometers, oftalmoscopen,
hoornvliesinstrumenten en lenzen voor fundusonderzoek.

17 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Inhoud

Spleetlampen en microscopen

Spleetlampen	3 producten
Operatiemicroscopen	1 product

Diagnostiek

Tonometers	3 producten
Oftalmoscopen	3 producten
Fundusonderzoek	4 producten
Hoornvliesonderzoek	3 producten

Optinovate Technologies is een Nederlands bedrijf in Rotterdam dat oogonderzoeksapparatuur levert aan opticiens, optometristen en klinieken.

Elke productnaam in deze catalogus verwijst naar de pagina in onze webshop, waar u direct kunt bestellen of het product op uw offertelijst kunt zetten. Wij antwoorden binnen 24 uur.

Spleetlampen en microscopen

Spleetlampen

Labomed led-spleetlampen: de 2-staps SL 20i voor dagelijkse screening, de 3-staps SLx 45 tot 25× en de 5-staps eVO300 tot 40× met ingebouwde fotopoort.



LABOMED

eVO300 spleetlamp, 5-staps, led

- Type: eVO300 spleetlampmicroscoop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Verlichting: 5 W led, helder en gelijkmatig
- Binoculaire tubus: 90°-kop
- Oculairs: WF 12,5×/18 mm, dioptrie-instelling ± 5 mm
- Vergroting: 5 stappen: 6,5×, 10×, 16×, 25× en 40×

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



LABOMED

SL 20i spleetlamp, 2-staps, led

- Galilei-microscoop met 2-staps vergroting: 10× en 16×
- Groothoekoculairs WF 12,5×/18 mm met dioptrie-instelling ± 5
- Pupilaafstand: 49–78 mm
- Led-verlichtingssysteem (5 W)
- Ingebouwde filters: roodvrij, kobaltblauw, warmtewerend

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



LABOMED

SLx 45 spleetlamp, 3-staps, led

- Type: SLx 45 spleetlampmicroscoop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Binoculaire tubus: 90°-kop
- Oculairs: WF 12,5×/18 mm, dioptrie-instelling ± 5 mm
- Vergroting: 3 stappen: 10×, 16× en 25×
- Verlichting: 5 W led

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Operatiemicroscopen

Oogheelkundige operatiemicroscoop: de Labomed Stella OPH-microscoop op vloerstatief.



LABOMED

Stella OPH operatiemicroscoop, vloerstatief

- Model: Stella OPH microscoop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Statief: stevig, trillingsvrij kruisvoetstatief met vier vergrendelbare wielen
- Observatietubus: Standaard: 0–210° kantelbare binoculaire kop, $f = 140$ mm
- Uitgevoerd met dubbele beamsplitter en dubbele irisdiafragma's voor het regelen van de scherptediepte
- Stereobasis: 24 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Diagnostiek

Tonometers

Tonometers voor het meten van de oogdruk (IOP): de applanatietonometer TW-2417R/T, de indentatietonometer TW-2470 en de reboundtonometer IN V033.



Applanatietonometer TW-2417R/T

- Kenmerken
- Deze tonometer werkt volgens het principe van Goldmann.
- Er zijn drie uitvoeringen: de R- en T-uitvoering passen op spleetlampen van het Haag-Streit-type, de...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Impressietonometer TW-2470

Een impressietonometer (Schiøtz-type): elke streep op de schaal komt overeen met een indrukking van 1/20 mm in het hoornvlies. Meten gebeurt bij een liggende patiënt, zonder stroom of batterij.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Rebound-tonometer IN V033

- Rebound-tonometer IN-V033
- Nauwkeurig. Draagbaar. Prettig voor de patiënt.
- Belangrijkste gegevens
- Meetbereik: -3 mmHg tot 70 mmHg
- Nauwkeurigheid: $\pm 1,5$ mmHg bij een oogdruk ≤ 25 mmHg

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Oftalmoscopen

Oplaadbare directe en indirecte oftalmoscopen voor onderzoek van fundus en netvlies: de directe oftalmoscoop TW-2411 en de indirecte oftalmoscopen TW-25C en TW-26.



Indirecte oftalmoscoop, oplaadbaar TW-25C

Met een indirecte oftalmoscoop beoordeelt u het netvlies in een breed, driedimensionaal beeld. Door de binoculaire kijker en een loeplens ziet u de periferie van het netvlies en de diepteverhoudingen, wat onmisbaar is bij bijvoorbeeld netvliesloslating en diabetische retinopathie.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Indirecte oftalmoscoop, oplaadbaar TW-26

- Kenmerken
- Led-lichtbron: helder licht met een lange levensduur, voor binoculaire indirecte oftalmoscopie.
- Batterij of netstroom: draadloos werken op de oplaadbare lithium-ionaccu, of aangesloten op de netadapter.
- Comfortabele hoofdband: goed verstelbaar, zodat de band ook bij langer onderzoek prettig blijft zitten.
- Ook bij kleine pupillen goed te gebruiken.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Oplaadbare oftalmoscoop (direct) TW-2411

- Lichtbron: halogeenlampje 3,5 V / 2,8 W
- Inclusief oplader
- Netspanning: 220 V $\pm$ 10%
- Opgenomen vermogen: 8 VA
- Dioptriecompensatie: 0, $\pm$ 1, $\pm$ 2, $\pm$ 3, $\pm$ 4, $\pm$ 5, $\pm$ 6, $\pm$ 8, $\pm$ 10, $\pm$ 12, $\pm$ 16, $\pm$ 20 en -25 D

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Fundusonderzoek



Asferische lens 20D

- Beeldvergroting: 2,97×
- Beeldveld: 50°
- Werkafstand: 47 mm
- Vrije opening: 48 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Asferische lens 78D

- Beeldvergroting: 0,95×
- Beeldveld: 88°
- Werkafstand: 7,0 mm
- Vrije opening: 26 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Asferische lens 90D

- Beeldvergroting: 0,75×
- Beeldveld: 94°
- Werkafstand: 5,0 mm
- Vrije opening: 18 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Volk driespiegellens

Driespiegellens (Goldmann-type) voor gebruik op de spleetlamp: door de drie spiegels onder verschillende hoeken beoordeelt u het centrale netvlies, de periferie en de kamerhoek.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Hoornvliesonderzoek

Instrumenten voor hoornvliesonderzoek: de keratometer TW-2338 met tafel, de hoornvliespachymeter TW-1000P, A-scan- en A/B-scanapparaten en een autorefractometer met keratometer.



A-scan TW-1000A

Met een A-scan meet u met ultrageluid de afmetingen in het oog: de diepte van de voorste oogkamer, de dikte van de lens, de lengte van het glasvocht en de totale aslengte. Die waarden hebt u nodig om vóór een cataractoperatie de sterkte van de kunstlens te berekenen.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



A/B-scan met keratometer TW-2000 A/B

De TW-2000 A/B combineert echografie (A- en B-scan) met keratometrie in één toestel. Daarmee beoordeelt u het netvlies en de binnenkant van het oog, ook wanneer u er met licht niet doorheen kunt kijken, en meet u de aslengte voor het berekenen van een kunstlens. De bediening gaat via een touchscreen; de uitkomsten drukt u direct af.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Hoornvliespachymeter TW-1000P

Een pachymeter meet de dikte van het hoornvlies met ultrageluid. U hebt die waarde nodig bij het beoordelen van de oogdruk (een dik of dun hoornvlies vertekent de meting), bij het volgen van hoornvliesaandoeningen en vóór een refractieve ingreep.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com