

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Fundusonderzoek

Fundusonderzoek: asferische lenzen 20D, 78D en 90D, een Volk-driespiegellens en de oplaadbare directe oftalmoscoop TW-2411.

5 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Inhoud

Diagnostiek

Oftalmoscopen	1 product
Fundusonderzoek	4 producten

Optinovate Technologies is een Nederlands bedrijf in Rotterdam dat oogonderzoeksapparatuur levert aan opticiens, optometristen en klinieken.

Elke productnaam in deze catalogus verwijst naar de pagina in onze webshop, waar u direct kunt bestellen of het product op uw offertelijst kunt zetten. Wij antwoorden binnen 24 uur.

Diagnostiek

Oftalmoscopen

Oplaadbare directe en indirecte oftalmoscopen voor onderzoek van fundus en netvlies: de directe oftalmoscoop TW-2411 en de indirecte oftalmoscopen TW-25C en TW-26.



Oplaadbare oftalmoscoop (direct) TW-2411

- Lichtbron: halogeenlampje 3,5 V / 2,8 W
- Inclusief oplader
- Netspanning: 220 V $\pm$ 10%
- Opgenomen vermogen: 8 VA
- Dioptriecompensatie: 0, $\pm$ 1, $\pm$ 2, $\pm$ 3, $\pm$ 4, $\pm$ 5, $\pm$ 6, $\pm$ 8, $\pm$ 10, $\pm$ 12, $\pm$ 16, $\pm$ 20 en -25 D

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Fundusonderzoek

Fundusonderzoek: asferische lenzen 20D, 78D en 90D, een Volk-driespiegellens en de oplaadbare directe oftalmoscoop TW-2411.



Asferische lens 20D

- Beeldvergroting: 2,97 $\times$
- Beeldveld: 50°
- Werkafstand: 47 mm
- Vrije opening: 48 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Asferische lens 78D

- Beeldvergroting: 0,95×
- Beeldveld: 88°
- Werkafstand: 7,0 mm
- Vrije opening: 26 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Asferische lens 90D

- Beeldvergroting: 0,75×
- Beeldveld: 94°
- Werkafstand: 5,0 mm
- Vrije opening: 18 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Volk driespiegellens

Driespiegellens (Goldmann-type) voor gebruik op de spleetlamp: door de drie spiegels onder verschillende hoeken beoordeelt u het centrale netvlies, de periferie en de kamerhoek.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com