

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Labomed

Labomed-spleetlampen (SL 20i, SLx 45, eVO300) en de Labomed Stella OPH-microscoop, geleverd vanuit Rotterdam.

4 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Inhoud

Spleetlampen en microscopen

Spleetlampen	3 producten
Operatiemicroscopen	1 product

Optinovate Technologies is een Nederlands bedrijf in Rotterdam dat oogonderzoeksapparatuur levert aan opticiens, optometristen en klinieken.

Elke productnaam in deze catalogus verwijst naar de pagina in onze webshop, waar u direct kunt bestellen of het product op uw offertelijst kunt zetten. Wij antwoorden binnen 24 uur.

Spleetlampen en microscopen

Spleetlampen

Labomed led-spleetlampen: de 2-staps SL 20i voor dagelijkse screening, de 3-staps SLx 45 tot 25× en de 5-staps eVO300 tot 40× met ingebouwde fotopoort.



LABOMED

eVO300 spleetlamp, 5-staps, led

- Type: eVO300 spleetlampmicroscoop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Verlichting: 5 W led, helder en gelijkmatig
- Binoculaire tubus: 90°-kop
- Oculairs: WF 12,5×/18 mm, dioptrie-instelling ± 5 mm
- Vergroting: 5 stappen: 6,5×, 10×, 16×, 25× en 40×

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



LABOMED

SL 20i spleetlamp, 2-staps, led

- Galilei-microscoop met 2-staps vergroting: 10× en 16×
- Groothoekoculairs WF 12,5×/18 mm met dioptrie-instelling ± 5
- Pupilaafstand: 49–78 mm
- Led-verlichtingssysteem (5 W)
- Ingebouwde filters: roodvrij, kobaltblauw, warmtewerend

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



LABOMED

SLx 45 spleetlamp, 3-staps, led

- Type: SLx 45 spleetlampmicroscop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Binoculaire tubus: 90°-kop
- Oculairs: WF 12,5×/18 mm, dioptrie-instelling ± 5 mm
- Vergroting: 3 stappen: 10×, 16× en 25×
- Verlichting: 5 W led

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Operatiemicroscopen

Oogheelkundige operatiemicroscop: de Labomed Stella OPH-microscop op vloerstatief.



LABOMED

Stella OPH operatiemicroscop, vloerstatief

- Model: Stella OPH microscop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Statief: stevig, trillingsvrij kruisvoetstatief met vier vergrendelbare wielen
- Observatietubus: Standaard: 0–210° kantelbare binoculaire kop, f = 140 mm
- Uitgevoerd met dubbele beamsplitter en dubbele irisdiafragma's voor het regelen van de scherptediepte
- Stereobasis: 24 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com