

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Lensmeters

Automatische en handmatige lensmeters (ook wel lensometers of focimeters): automatische modellen TW-3080 tot TW-8100, handmatige lensmeters met compensator voor interne of externe aflezing en een draagbare lensmeter.

8 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Lensmeters en werkplaats

Lensmeters

Automatische en handmatige lensmeters (ook wel lensometers of focimeters): automatische modellen TW-3080 tot TW-8100, handmatige lensmeters met compensator voor interne of externe aflezing en een draagbare lensmeter.



Automatische lensmeter TW-3080

- Meetbereik
- Sfeer: $-40,00$ tot $+25,00$ D · cilinder: 0 tot $\pm 10,00$ D · as: $0-180^\circ$ (stappen van 1°) · additie: 0 tot $10,00$ D
- Prisma: 0 tot 10Δ
- Kleinste meetwaarde
- Sterkte: $0,01 / 0,12 / 0,25$ D · prisma: $0,01 / 0,12 / 0,25 \Delta$

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Automatische lensmeter TW-4080

Kenmerken Automatische lensmeter met een 7"-touchscreen in hoge resolutie en een rustige, duidelijke bediening. De Hartmann-meettechniek meet snel en stabiel. De behuizing is van slagvast ABS. Dankzij de groene led-lichtbron hoeft er niet voor het abbegetal gecompenseerd te worden en herkent het instrument zelf welk glas er ligt — ook glazen met een hoge brekingsindex en gepolariseerde glazen...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Automatische lensmeter TW-6080

- Meetbereik
- Sfeer: $-40,00$ tot $+25,00$ D · cilinder: 0 tot $10,00$ D · as: $0-180^\circ$ (stappen van 1°) · additie: 0 tot $10,00$ D
- Prisma: 0 tot 10Δ
- Kleinste meetwaarde
- Sterkte: $0,01 / 0,12 / 0,25$ D · prisma: $0,01 / 0,12 / 0,25 \Delta$

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Automatische lensmeter TW-8090A

- Specificaties
- Sfeer: 0 tot ± 25 D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D
- Cilinder: 0 tot $+10$ D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D
- As: $0-180^\circ$ (stappen van 1°)
- Prisma: 0 tot 15Δ , stappen $0,01 / 0,12 / 0,25 \Delta$

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Automatische lensmeter TW-8100

- Specificaties
- Sfeer: 0 tot ± 25 D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D
- Cilinder: 0 tot $+10$ D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D
- As: $0-180^\circ$ (stappen van 1°)
- Additie: 0 tot ± 10 D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Draagbare lensmeter TW-1005

- Sterktebereik: +15 tot -15 D
- Stapgrootte: 0 tot ± 10 D in stappen van 0,125 D; ± 10 tot ± 15 D in stappen van 0,25 D
- Prisma: tot 4 prismadioptrieën, stappen van 1
- Cilinderas: 0 tot 180° , stappen van 5°
- Glasdiameter: 20 tot 80 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Lensmeter met compensator TW-1001, interne aflezing

De TW-1001 lensmeter met compensator meet brillenglazen nauwkeurig uit en controleert een recept voordat de bril de deur uitgaat. De ingebouwde compensator laat u cilinder en prisma betrouwbaar beoordelen. Bij deze uitvoering leest u de waarden af in het oculair, zodat u tijdens het meten niet hoeft op te kijken.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Lensmeter met compensator TW-1002, externe aflezing

De TW-1002 lensmeter met compensator meet brillenglazen nauwkeurig uit. De ingebouwde compensator laat u cilinder en prisma betrouwbaar beoordelen. Bij deze uitvoering leest u de waarden af op de externe schaal, naast het oculair — prettig als u met een collega meekijkt of de waarden wilt voorlezen tijdens het opmeten.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com