

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Operatiemicroscopen

Oogheelkundige operatiemicroscoop: de Labomed Stella OPH-microscoop op vloerstatief.

1 product · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Spleetlampen en microscopen

Operatiemicroscopen

Oogheelkundige operatiemicroscoop: de Labomed Stella OPH-microscoop op vloerstatief.



LABOMED

Stella OPH operatiemicroscoop, vloerstatief

- Model: Stella OPH microscoop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Statief: stevig, trillingsvrij kruisvoetstatief met vier vergrendelbare wielen
- Observatietubus: Standaard: 0–210° kantelbare binoculaire kop, $f = 140$ mm
- Uitgevoerd met dubbele beamsplitter en dubbele irisdiafragma's voor het regelen van de scherptediepte
- Stereobasis: 24 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com