

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Oftalmoscopen

Oplaadbare directe en indirecte oftalmoscopen voor onderzoek van fundus en netvlies: de directe oftalmoscoop TW-2411 en de indirecte oftalmoscopen TW-25C en TW-26.

3 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Diagnostiek

Oftalmoscopen

Oplaadbare directe en indirecte oftalmoscopen voor onderzoek van fundus en netvlies: de directe oftalmoscoop TW-2411 en de indirecte oftalmoscopen TW-25C en TW-26.



Indirecte oftalmoscoop, oplaadbaar TW-25C

Met een indirecte oftalmoscoop beoordeelt u het netvlies in een breed, driedimensionaal beeld. Door de binoculaire kijker en een loeplens ziet u de periferie van het netvlies en de diepteverhoudingen, wat onmisbaar is bij bijvoorbeeld netvliesloslating en diabetische retinopathie.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Indirecte oftalmoscoop, oplaadbaar TW-26

- Kenmerken
- Led-lichtbron: helder licht met een lange levensduur, voor binoculaire indirecte oftalmoscopie.
- Batterij of netstroom: draadloos werken op de oplaadbare lithium-ionaccu, of aangesloten op de netadapter.
- Comfortabele hoofdband: goed verstelbaar, zodat de band ook bij langer onderzoek prettig blijft zitten.
- Ook bij kleine pupillen goed te gebruiken.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Oplaadbare oftalmoscoop (direct) TW-2411

- Lichtbron: halogeenlampje 3,5 V / 2,8 W
- Inclusief oplader
- Netspanning: 220 V $\pm$ 10 %
- Opgenomen vermogen: 8 VA
- Dioptriecompensatie: 0, $\pm$ 1, $\pm$ 2, $\pm$ 3, $\pm$ 4, $\pm$ 5, $\pm$ 6, $\pm$ 8, $\pm$ 10, $\pm$ 12, $\pm$ 16, $\pm$ 20 en -25 D

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com