

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Foropters

Foropters (refractorkoppen) voor subjectieve refractie: de handmatige foropters TW-1410 en TW-1450A en de digitale draadloze foropter TW-7100.

3 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Refractie

Foropters

Foropters (refractorkoppen) voor subjectieve refractie: de handmatige foropters TW-1410 en TW-1450A en de digitale draadloze foropter TW-7100.



Digitale draadloze foropter TW-7100

- Snel en geruisloos wisselen van glazen, prettig voor de patiënt tijdens het onderzoek.
- Draadloze verbinding met een autorefractometer en een lcd-letterkaart via bluetooth.
- Dubbele kruiscilinder.
- Geschikt voor gepolariseerde lcd-letterkaarten (lineair en circulair gepolariseerd).
- Uitgebreide keuze aan testbeelden en teksten.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)




Foropter TW-1410

- Vlindervorm, waardoor de foropter dicht bij het gezicht kan staan zonder de patiënt te hinderen.
- Ruime, goed afleesbare schaalverdeling.
- Nauwkeurig instelbaar, met knoppen die prettig aanvoelen.
- Gecoate glazen voor een helder beeld.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Foropter TW-1450A

- Specificaties
- Sfeer: +0,12 tot +26,75 D en -0,12 tot -29,00 D (stappen van 0,12 D tot $\pm 10,00$ D)
- Cilinder: -0,12 tot -8,00 D (stappen van 0,12 D tot -2,00 D)
- Prisma: 0 tot 20 Δ (per stap 1 Δ)
- Pupilafstand: 48 tot 80 mm (per stap 1 mm)

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com