

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Prisma's

Oogheelkundige prisma's: de prismabalkenset TW-PS1, de prismadoos TW-PS318 en de prismalensset TW-PS48 voor het meten van oogstandafwijkingen en het testen van binoculair zien.

3 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Refractie

Prisma's

Oogheelkundige prisma's: de prismabalkenset TW-PS1, de prismadoos TW-PS318 en de prismalensset TW-PS48 voor het meten van oogstandafwijkingen en het testen van binoculair zien.



Prismabalkenset TW-PS1

- Specificaties
- Verticale balk: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 en 30 Δ
- Horizontale balk: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 en 45 Δ

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Prismadoos TW-PS318

- Specificaties
- Afmetingen: 260 x 40 x 70 mm
- Gewicht: 860 g
- Prismawaarden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 en 80 Δ

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Prismalenzenset TW-PS48

Set losse prismalenzen in een koffer, met waarden van 0,25 tot 10,00 Δ — voor nauwkeurig meten en voor het uitproberen van een prismacorrectie in het proefmontuur.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com