

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Tonometers

Tonometers voor het meten van de oogdruk (IOP): de applanatietonometer TW-2417R/T, de indentatietonometer TW-2470 en de reboundtonometer IN V033.

3 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Diagnostiek

Tonometers

Tonometers voor het meten van de oogdruk (IOP): de applanatietonometer TW-2417R/T, de indentatietonometer TW-2470 en de reboundtonometer IN V033.



Applanatietonometer TW-2417R/T

- Kenmerken
- Deze tonometer werkt volgens het principe van Goldmann.
- Er zijn drie uitvoeringen: de R- en T-uitvoering passen op spleetlampen van het Haag-Streit-type, de...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Impressietonometer TW-2470

Een impressietonometer (Schiøtz-type): elke streep op de schaal komt overeen met een indrukking van 1/20 mm in het hoornvlies. Meten gebeurt bij een liggende patiënt, zonder stroom of batterij.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Rebound-tonometer IN V033

- Rebound-tonometer IN-V033
- Nauwkeurig. Draagbaar. Prettig voor de patiënt.
- Belangrijkste gegevens
- Meetbereik: -3 mmHg tot 70 mmHg
- Nauwkeurigheid: $\pm 1,5$ mmHg bij een oogdruk ≤ 25 mmHg

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com