

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Proefglazenets

Proefglazenets voor subjectieve refractie van CIOM: 90, 158 of 232 lenzen in draagkoffer, beukenhouten koffer of houten inzet, plus een universeel proefmontuur en een set concave/convexe lenzen.

11 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Refractie

Proefglazensets

Proefglazensets voor subjectieve refractie van CIOM: 90, 158 of 232 lenzen in draagkoffer, beukenhouten koffer of houten inzet, plus een universeel proefmontuur en een set concave/convexe lenzen.



Concaaf/convex-set OT-01

Set met concave en convexe glazen, om snel te bepalen of iemand plus- of minsterkte nodig heeft en om de richting van een afwijking te laten zien.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)




CIOM

Proefglazenset 90 lenzen, draagkoffer 100D

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 350 × 200 × 80 mm
- GEWICHT: 2 kg
- Een lichte set van 90 glazen in een draagkoffer met handvat: gemaakt om mee te nemen naar een tweede locatie...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset beperkt 158 lenzen, alleen lenzen 103/L

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- Losse glazen, zonder koffer. Door de standaard buitenmaat van 38 mm passen ze in vrijwel elke koffer of in de...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset beperkt 158 lenzen, draagkoffer 102P

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 360 × 335 × 80 mm
- GEWICHT: 3,4 kg
- De beperkte set van 158 glazen in een draagkoffer met stevig handvat: licht genoeg om mee te nemen, met...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset beperkt 158 lenzen, houten inzet 103T

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 335 × 290 × 45 mm
- GEWICHT: 2 kg
- De beperkte set van 158 glazen in een houten inzet die in de standaardlade van een oogheelkundige unit past...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset beperkt 158 lenzen 101M

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 365 × 340 × 60 mm
- GEWICHT: 3,7 kg
- De beperkte set van 158 glazen in een beukenhouten koffer: compact op tafel, met de waarden die u het meest...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset compleet 232 lenzen, alleen lenzen 108/L

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- Losse glazen, zonder koffer. Door de standaard buitenmaat van 38 mm passen ze in vrijwel elke koffer of in de...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset compleet 232 lenzen, beukenhouten koffer 105/N

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 475 × 360 × 60 mm
- GEWICHT: 5 kg
- De complete set van 232 glazen in een beukenhouten tafelkoffer. Een set die blijft staan waar u werkt: elk...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset compleet 232 lenzen, draagkoffer 106/H

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 470 × 365 × 80 mm
- GEWICHT: 4,7 kg
- De complete set van 232 glazen in een draagkoffer met handvat: voor de refractieruimte, maar net zo goed mee...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset compleet 232 lenzen, houten inzet

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 445 × 310 × 45 mm
- GEWICHT: 4,7 kg
- De complete set van 232 glazen in een houten inzet, gemaakt om in de lade van een oogheeskundige unit te...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Universeel proefmontuur 120/T

- Instelbare pupilafstand: 50 tot 80 mm, passend voor vrijwel elke patiënt.
- Glashouders: vijf houders (drie voor, twee achter), zodat u sfeer, cilinder en hulpglazen tegelijk kunt...
- 360° draaibaar: voor het nauwkeurig instellen van de cilinderas.
- Verstelbaar: buigbare veeruiteinden en een verstelbare neussteun.
- Licht: 58 gram, zodat het montuur tijdens een langer onderzoek comfortabel blijft zitten.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland
KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com