



OPTINOVATE
TECHNOLOGIES

APPARATUURCATALOGUS · SEPTEMBER 2026

VOOR OPTICIENS, OPTOMETRISTEN EN KLINIEKEN

Apparatuur voor oogonderzoek

Spleetlampen, refractie, diagnostiek en lensmeters voor opticiens,
optometristen en klinieken.

57 producten · Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte

WEB SHOP

nl.optinovatetech.com

WHATSAPP

+31 6 41861748

EMAIL

info@optinovatetech.com

Inhoud

Spleetlampen en microscopen

Spleetlampen	3 producten
Operatiemicroscopen	1 product

Refractie

Foropters	3 producten
Proefglazensets	11 producten
Automatische refractie	3 producten
Prisma's	3 producten
Binoculaire tests	2 producten
PD-meters	1 product

Diagnostiek

Tonometers	3 producten
Oftalmoscopen	3 producten
Fundusonderzoek	4 producten
Hoornvliesonderzoek	4 producten
Low vision	6 producten

Lensmeters en werkplaats

Lensmeters	8 producten
Optische werkplaats	2 producten

Optinovate Technologies is een Nederlands bedrijf in Rotterdam dat oogonderzoeksapparatuur levert aan opticiens, optometristen en klinieken.

Elke productnaam in deze catalogus verwijst naar de pagina in onze webshop, waar u direct kunt bestellen of het product op uw offertelijst kunt zetten. Wij antwoorden binnen 24 uur.

Spleetlampen en microscopen

Spleetlampen

Labomed led-spleetlampen: de 2-staps SL 20i voor dagelijkse screening, de 3-staps SLx 45 tot 25× en de 5-staps eVO300 tot 40× met ingebouwde fotopoort.



LABOMED

eVO300 spleetlamp, 5-staps, led

- Type: eVO300 spleetlampmicroscoop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Verlichting: 5 W led, helder en gelijkmatig
- Binoculaire tubus: 90°-kop
- Oculairs: WF 12,5×/18 mm, dioptrie-instelling ± 5 mm
- Vergroting: 5 stappen: 6,5×, 10×, 16×, 25× en 40×

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



LABOMED

SL 20i spleetlamp, 2-staps, led

- Galilei-microscoop met 2-staps vergroting: 10× en 16×
- Groothoekoculairs WF 12,5×/18 mm met dioptrie-instelling ± 5
- Pupilaafstand: 49–78 mm
- Led-verlichtingssysteem (5 W)
- Ingebouwde filters: roodvrij, kobaltblauw, warmtewerend

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



LABOMED

SLx 45 spleetlamp, 3-staps, led

- Type: SLx 45 spleetlampmicroscop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Binoculaire tubus: 90°-kop
- Oculairs: WF 12,5×/18 mm, dioptrie-instelling ± 5 mm
- Vergroting: 3 stappen: 10×, 16× en 25×
- Verlichting: 5 W led

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Operatiemicroscopen

Oogheelkundige operatiemicroscop: de Labomed Stella OPH-microscop op vloerstatief.



LABOMED

Stella OPH operatiemicroscop, vloerstatief

- Model: Stella OPH microscop met intelligent led-verlichtingssysteem
- Statief: stevig, trillingsvrij kruisvoetstatief met vier vergrendelbare wielen
- Observatietubus: Standaard: 0–210° kantelbare binoculaire kop, f = 140 mm
- Uitgevoerd met dubbele beamsplitter en dubbele irisdiafragma's voor het regelen van de scherptediepte
- Stereobasis: 24 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Refractie

Foropters

Foropters (refractorkoppen) voor subjectieve refractie: de handmatige foropters TW-1410 en TW-1450A en de digitale draadloze foropter TW-7100.



Digitale draadloze foropter TW-7100

- Snel en geruisloos wisselen van glazen, prettig voor de patiënt tijdens het onderzoek.
- Draadloze verbinding met een autorefractometer en een lcd-letterkaart via bluetooth.
- Dubbele kruiscilinder.
- Geschikt voor gepolariseerde lcd-letterkaarten (lineair en circulair gepolariseerd).
- Uitgebreide keuze aan testbeelden en teksten.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)




Foropter TW-1410

- Vlindervorm, waardoor de foropter dicht bij het gezicht kan staan zonder de patiënt te hinderen.
- Ruime, goed afleesbare schaalverdeling.
- Nauwkeurig instelbaar, met knoppen die prettig aanvoelen.
- Gecoate glazen voor een helder beeld.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Foropter TW-1450A

- Specificaties
- Sfeer: +0,12 tot +26,75 D en -0,12 tot -29,00 D (stappen van 0,12 D tot ± 10,00 D)
- Cilinder: -0,12 tot -8,00 D (stappen van 0,12 D tot -2,00 D)
- Prisma: 0 tot 20 Δ (per stap 1 Δ)
- Pupilaafstand: 48 tot 80 mm (per stap 1 mm)

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Proefglazensets

Proefglazensets voor subjectieve refractie van CIOM: 90, 158 of 232 lenzen in draagkoffer, beukenhouten koffer of houten inzet, plus een universeel proefmontuur en een set concave/convexe lenzen.



Concaaf/convex-set OT-01

Set met concave en convexe glazen, om snel te bepalen of iemand plus- of minsterkte nodig heeft en om de richting van een afwijking te laten zien.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →




CIOM

Proefglazenset 90 lenzen, draagkoffer 100D

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 350 × 200 × 80 mm
- GEWICHT: 2 kg
- Een lichte set van 90 glazen in een draagkoffer met handvat: gemaakt om mee te nemen naar een tweede locatie...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



CIOM

**Proefglazenset beperkt 158 lenzen, alleen lenzen
103/L**

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 x 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- Losse glazen, zonder koffer. Door de standaard buitenmaat van 38 mm passen ze in vrijwel elke koffer of in de...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



CTOM

**Proefglazenset beperkt 158 lenzen, draagkoffer
102P**

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 x 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b x d x h): 360 x 335 x 80 mm
- GEWICHT: 3,4 kg
- De beperkte set van 158 glazen in een draagkoffer met stevig handvat: licht genoeg om mee te nemen, met...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



CIOM

**Proefglazenset beperkt 158 lenzen, houten inzet
103T**

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 x 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b x d x h): 335 x 290 x 45 mm
- GEWICHT: 2 kg
- De beperkte set van 158 glazen in een houten inzet die in de standaardlade van een oogheelkundige unit past...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →




CIOM

Proefglazenset beperkt 158 lenzen 101M

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 365 × 340 × 60 mm
- GEWICHT: 3,7 kg
- De beperkte set van 158 glazen in een beukenhouten koffer: compact op tafel, met de waarden die u het meest...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset compleet 232 lenzen, alleen lenzen 108/L

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- Losse glazen, zonder koffer. Door de standaard buitenmaat van 38 mm passen ze in vrijwel elke koffer of in de...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset compleet 232 lenzen, beukenhouten koffer 105/N

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 475 × 360 × 60 mm
- GEWICHT: 5 kg
- De complete set van 232 glazen in een beukenhouten tafelkoffer. Een set die blijft staan waar u werkt: elk...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset compleet 232 lenzen, draagkoffer 106/H

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 470 × 365 × 80 mm
- GEWICHT: 4,7 kg
- De complete set van 232 glazen in een draagkoffer met handvat: voor de refractieruimte, maar net zo goed mee...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Proefglazenset compleet 232 lenzen, houten inzet

- GLAS: wit optisch glas, sfeer 22 mm diameter / cilinder 22 × 18 mm
- RING: kunststof, 38 mm diameter
- AFMETINGEN (b × d × h): 445 × 310 × 45 mm
- GEWICHT: 4,7 kg
- De complete set van 232 glazen in een houten inzet, gemaakt om in de lade van een oogheeskundige unit te...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



CIOM

Universeel proefmontuur 120/T

- Instelbare pupilafstand: 50 tot 80 mm, passend voor vrijwel elke patiënt.
- Glashouders: vijf houders (drie voor, twee achter), zodat u sfeer, cilinder en hulpglazen tegelijk kunt...
- 360° draaibaar: voor het nauwkeurig instellen van de cilinderas.
- Verstelbaar: buigbare veeruiteinden en een verstelbare neussteun.
- Licht: 58 gram, zodat het montuur tijdens een langer onderzoek comfortabel blijft zitten.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Automatische refractie

Autorefractometers en auto ref/keratometers voor objectieve refractie en hoornvlieskromming: TW-9100K, TW-9200K en ARK-4000.



Autorefractometer/keratometer ARK-4000

- Lichtpad ontworpen voor een helder beeld van het oog.
- Snelle beeldopname en directe verwerking van de meting.
- Scherm dat u omhoog en omlaag kantelt tot de kijkhoek prettig is.
- Automatisch uitlijnen op het oog en automatisch meten.
- Elektrisch verstelbaar, zodat u het instrument snel op de patiënt instelt.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Autorefractometer TW-9100K met keratometer

De TW-9100K meet de refractie en de hoornvlieskromming in één instrument. De bediening is eenvoudig en de meting gaat snel, zodat u vlot een uitgangswaarde hebt voor de subjectieve refractie en de gegevens voor een contactlensaanpassing.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Autorefractometer TW-9200K - keratometer met touchscreen

De TW-9200K combineert een autorefractometer en een keratometer in één instrument, met bediening via een touchscreen. U meet de refractie en de hoornvlieskromming vlak na elkaar, zonder de patiënt te verplaatsen — een snelle start voor de subjectieve refractie en voor het aanpassen van contactlenzen.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Prisma's

Oogheelkundige prisma's: de prismabalkenset TW-PS1, de prismadoos TW-PS318 en de prismalensset TW-PS48 voor het meten van oogstandafwijkingen en het testen van binoculair zien.



Prismabalkenset TW-PS1

- Specificaties
- Verticale balk: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 en 30 Δ
- Horizontale balk: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 en 45 Δ

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Prismadoos TW-PS318

- Specificaties
- Afmetingen: 260 × 40 × 70 mm
- Gewicht: 860 g
- Prismawaarden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 en 80 Δ

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Prismalenzenset TW-PS48

Set losse prismalenzen in een koffer, met waarden van 0,25 tot 10,00 Δ — voor nauwkeurig meten en voor het uitproberen van een prismacorrectie in het proefmontuur.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Binoculaire tests

Tests voor binoculair zien: de synoptofoon YZ23B en de Bagolini-striglasen.



Bagolini-striglasen binoculaire test (OT-LM02)

- Bagolini-striglasen (lineaire spiegel)
- Specificaties
- Afmetingen: 205 × 95 × 28 mm
- Gewicht: 168 g

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Synoptofoor - YZ23B

Kenmerken De synoptofoor combineert onderzoek en training: simultaan zien, fusie, stereozien en nabeeldonderzoek in één toestel. Geleverd met een paar Haidinger-borstels en 20 paar beelden onder verschillende hoeken. De halfdoorlatende zoeker maakt meekijken eenvoudig. De led-verlichting geeft gelijkmatig licht, wordt nauwelijks warm en gaat lang mee.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

PD-meters

PD-meter: de pupilafstandsmeter TW-2213 voor het meten van de PD bij het aanmeten van brillen.



Pupilafstandsmeter TW-2213

- Meetbereik
- Pupilafstand binoculair: 45–82 mm
- Pupilafstand links of rechts: 22,5–41 mm
- Nauwkeurigheid
- Aflezing: ≤ 0,5 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Diagnostiek

Tonometers

Tonometers voor het meten van de oogdruk (IOP): de applanatietonometer TW-2417R/T, de indentatietonometer TW-2470 en de reboundtonometer IN V033.



Applanatietonometer TW-2417R/T

- Kenmerken
- Deze tonometer werkt volgens het principe van Goldmann.
- Er zijn drie uitvoeringen: de R- en T-uitvoering passen op spleetlampen van het Haag-Streit-type, de...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Impressietonometer TW-2470

Een impressietonometer (Schiøtz-type): elke streep op de schaal komt overeen met een indrukking van 1/20 mm in het hoornvlies. Meten gebeurt bij een liggende patiënt, zonder stroom of batterij.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Rebound-tonometer IN V033

- Rebound-tonometer IN-V033
- Nauwkeurig. Draagbaar. Prettig voor de patiënt.
- Belangrijkste gegevens
- Meetbereik: -3 mmHg tot 70 mmHg
- Nauwkeurigheid: $\pm 1,5$ mmHg bij een oogdruk ≤ 25 mmHg

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Oftalmoscopen

Oplaadbare directe en indirecte oftalmoscopen voor onderzoek van fundus en netvlies: de directe oftalmoscoop TW-2411 en de indirecte oftalmoscopen TW-25C en TW-26.



Indirecte oftalmoscoop, oplaadbaar TW-25C

Met een indirecte oftalmoscoop beoordeelt u het netvlies in een breed, driedimensionaal beeld. Door de binoculaire kijker en een loeplens ziet u de periferie van het netvlies en de diepteverhoudingen, wat onmisbaar is bij bijvoorbeeld netvliesloslating en diabetische retinopathie.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Indirecte oftalmoscoop, oplaadbaar TW-26

- Kenmerken
- Led-lichtbron: helder licht met een lange levensduur, voor binoculaire indirecte oftalmoscopie.
- Batterij of netstroom: draadloos werken op de oplaadbare lithium-ionaccu, of aangesloten op de netadapter.
- Comfortabele hoofdband: goed verstelbaar, zodat de band ook bij langer onderzoek prettig blijft zitten.
- Ook bij kleine pupillen goed te gebruiken.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Oplaadbare oftalmoscoop (direct) TW-2411

- Lichtbron: halogeenlampje 3,5 V / 2,8 W
- Inclusief oplader
- Netspanning: 220 V $\pm$ 10%
- Opgenomen vermogen: 8 VA
- Dioptriecompensatie: 0, $\pm$ 1, $\pm$ 2, $\pm$ 3, $\pm$ 4, $\pm$ 5, $\pm$ 6, $\pm$ 8, $\pm$ 10, $\pm$ 12, $\pm$ 16, $\pm$ 20 en $-$ 25 D

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Fundusonderzoek



Asferische lens 20D

- Beeldvergroting: 2,97×
- Beeldveld: 50°
- Werkafstand: 47 mm
- Vrije opening: 48 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Asferische lens 78D

- Beeldvergroting: 0,95×
- Beeldveld: 88°
- Werkafstand: 7,0 mm
- Vrije opening: 26 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Asferische lens 90D

- Beeldvergroting: 0,75×
- Beeldveld: 94°
- Werkafstand: 5,0 mm
- Vrije opening: 18 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Volk driespiegellens

Driespiegellens (Goldmann-type) voor gebruik op de spleetlamp: door de drie spiegels onder verschillende hoeken beoordeelt u het centrale netvlies, de periferie en de kamerhoek.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Hoornvliesonderzoek

Instrumenten voor hoornvliesonderzoek: de keratometer TW-2338 met tafel, de hoornvliespachymeter TW-1000P, A-scan- en A/B-scanapparaten en een autorefractometer met keratometer.



A-scan TW-1000A

Met een A-scan meet u met ultrageluid de afmetingen in het oog: de diepte van de voorste oogkamer, de dikte van de lens, de lengte van het glasvocht en de totale aslengte. Die waarden hebt u nodig om vóór een cataractoperatie de sterkte van de kunstlens te berekenen.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



A/B-scan met keratometer TW-2000 A/B

De TW-2000 A/B combineert echografie (A- en B-scan) met keratometrie in één toestel. Daarmee beoordeelt u het netvlies en de binnenkant van het oog, ook wanneer u er met licht niet doorheen kunt kijken, en meet u de aslengte voor het berekenen van een kunstlens. De bediening gaat via een touchscreen; de uitkomsten drukt u direct af.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Hoornvliespachymeter TW-1000P

Een pachymeter meet de dikte van het hoornvlies met ultrageluid. U hebt die waarde nodig bij het beoordelen van de oogdruk (een dik of dun hoornvlies vertekent de meting), bij het volgen van hoornvliesaandoeningen en vóór een refractieve ingreep.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Keratometer TW-2338 met tafel

- Meet de kromtestraal en de sterkte van het hoornvlies.
- Meet ook de as en de sterkte van het hoornvliesastigmatisme.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Low vision

Low vision-testkoffers (DSL2 tot en met DSL7) voor het beoordelen van het zicht dichtbij en veraf bij slechtziende cliënten.



Low vision-testkoffer DSL2

Testkoffer voor low vision met loepen, kijkers en hulpglazen, aangevuld met een proefmontuur — een complete set om in één consult zowel dichtbij als veraf uit te proberen.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Low vision-testkoffer DSL3

Uitgebreide testkoffer voor low vision: handloepen met en zonder verlichting, vouwloepen, monoculaire kijkers, hoofdbandloepen en sterke leeshulpen — genoeg keuze om bij vrijwel elke klant iets passends te vinden.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Low vision-testkoffer DSL6

Testkoffer voor low vision met loepen en loepbrillen voor dichtbij: handloepen, leesliniaal-loepen, koepelloepen en sterke leesbrillen, om samen met de klant uit te proberen wat het beste leest.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →




Low vision-testkoffer DSL7

Testkoffer voor low vision met sterke leesbrillen, filterbrillen en prismabrillen — waarmee u tijdens het consult laat zien welke hulpmiddelen voor de klant werken.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →




Low vision-testkoffer nabij DSL4

- Hoofdbandloep 2×/3× (DSL-6136)
- Verstelbare loep (BT-65016)
- Leeshulp dichtbij 3,5× (ZS-3.5X-340-C)
- Leeshulp dichtbij 3,0× (ZS-3.0X-340-C)
- Leeshulp dichtbij 2,5× (ZS-2.5X-340-C)

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Low vision-testkoffer veraf DSL5

Testkoffer voor low vision op afstand: kijkers en opzetkijkers in verschillende sterkten, om te bepalen waarmee iemand straatnaamborden, de tv of het schoolbord weer kan lezen.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Lensmeters en werkplaats

Lensmeters

Automatische en handmatige lensmeters (ook wel lensometers of focimeters): automatische modellen TW-3080 tot TW-8100, handmatige lensmeters met compensator voor interne of externe aflezing en een draagbare lensmeter.



Automatische lensmeter TW-3080

- Meetbereik
- Sfeer: $-40,00$ tot $+25,00$ D · cilinder: 0 tot $\pm 10,00$ D · as: $0-180^\circ$ (stappen van 1°) · additie: 0 tot $10,00$ D
- Prisma: 0 tot 10Δ
- Kleinste meetwaarde
- Sterkte: $0,01 / 0,12 / 0,25$ D · prisma: $0,01 / 0,12 / 0,25 \Delta$

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Automatische lensmeter TW-4080

Kenmerken Automatische lensmeter met een 7"-touchscreen in hoge resolutie en een rustige, duidelijke bediening. De Hartmann-meettechniek meet snel en stabiel. De behuizing is van slagvast ABS. Dankzij de groene led-lichtbron hoeft er niet voor het abbegetal gecompenseerd te worden en herkent het instrument zelf welk glas er ligt — ook glazen met een hoge brekingsindex en gepolariseerde glazen...

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Automatische lensmeter TW-6080

- Meetbereik
- Sfeer: $-40,00$ tot $+25,00$ D · cilinder: 0 tot $10,00$ D · as: $0-180^\circ$ (stappen van 1°) · additie: 0 tot $10,00$ D
- Prisma: 0 tot 10Δ
- Kleinste meetwaarde
- Sterkte: $0,01 / 0,12 / 0,25$ D · prisma: $0,01 / 0,12 / 0,25 \Delta$

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Automatische lensmeter TW-8090A

- Specificaties
- Sfeer: 0 tot ± 25 D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D
- Cilinder: 0 tot $+10$ D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D
- As: $0-180^\circ$ (stappen van 1°)
- Prisma: 0 tot 15Δ , stappen $0,01 / 0,12 / 0,25 \Delta$

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Automatische lensmeter TW-8100

- Specificaties
- Sfeer: 0 tot ± 25 D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D
- Cilinder: 0 tot $+10$ D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D
- As: $0-180^\circ$ (stappen van 1°)
- Additie: 0 tot ± 10 D, stappen $0,01 / 0,12 / 0,25$ D

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Draagbare lensmeter TW-1005

- Sterktebereik: +15 tot –15 D
- Stapgrootte: 0 tot ± 10 D in stappen van 0,125 D; ± 10 tot ± 15 D in stappen van 0,25 D
- Prisma: tot 4 prismadioptrieën, stappen van 1
- Cilinderas: 0 tot 180° , stappen van 5°
- Glasdiameter: 20 tot 80 mm

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Lensmeter met compensator TW-1001, interne aflezing

De TW-1001 lensmeter met compensator meet brillenglazen nauwkeurig uit en controleert een recept voordat de bril de deur uitgaat. De ingebouwde compensator laat u cilinder en prisma betrouwbaar beoordelen. Bij deze uitvoering leest u de waarden af in het oculair, zodat u tijdens het meten niet hoeft op te kijken.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →



Lensmeter met compensator TW-1002, externe aflezing

De TW-1002 lensmeter met compensator meet brillenglazen nauwkeurig uit. De ingebouwde compensator laat u cilinder en prisma betrouwbaar beoordelen. Bij deze uitvoering leest u de waarden af op de externe schaal, naast het oculair — prettig als u met een collega meekijkt of de waarden wilt voorlezen tijdens het opmeten.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

Online bekijken →

Optische werkplaats

Apparatuur voor de optische werkplaats: de optische gereedschapskast TW-S2 en een montuurverwarmer.



Montuurverwarmer

Montuurverwarmer met warme lucht, voor het aanpassen van kunststof monturen in de werkplaats.

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)



Optische gereedschapskast TW-S2

- Strakke, moderne uitvoering.
- Ruimte voor de meeste gangbare optometrische hulpmiddelen.
- Alles ligt op zijn plaats en is snel te pakken, wat tijd scheelt tijdens het onderzoek.
- Gemaakt van slagvast ABS.
- Sfeer- en cilinderglazen

Prijs op aanvraag: vraag een offerte aan

[Online bekijken →](#)

Zo bestelt u

1 Online bestellen Producten met een prijs kunt u direct in onze webshop bestellen en betalen, bijvoorbeeld met iDEAL Wero of een kaart.	2 Of vraag een offerte aan Voor meerdere producten, bijzondere wensen of producten zonder prijs: zet ze op uw offertelijst en verstuur die. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke offerte.	3 Vragen? WhatsApp +31 6 41861748 of mail info@optinovatetech.com . Wij antwoorden binnen 24 uur.
--	--	---

Prijzen en btw

Prijzen op aanvraag: vraag ons een offerte. Offertes zijn in euro, excl. btw. Bedrijven in een ander EU-land met een geldig btw-nummer betalen 0% btw wanneer de goederen naar dat land worden geleverd; buiten de EU wordt geen Nederlandse btw berekend.

Levering

De verzendkosten hangen af van de grootte van het product en het land. U ziet ze bij het afrekenen, en alle tarieven staan op nl.optinovatetech.com/delivery-and-vat/.

Deze catalogus is automatisch gemaakt uit onze webshop op 21 september 2026. Producten en prijzen kunnen wijzigen; de webshop toont altijd de nieuwste versie.

Optinovate Technologies · Turandotpad 7, 3194 WL Hoogvliet Rotterdam, Nederland

KVK 93248245 · Btw NL005010539B37 · info@optinovatetech.com · WhatsApp +31 6 41861748 · nl.optinovatetech.com